

# シェーカー(振とう機)

## 人気の理由

- 国内製造のため安心安全
- 特注、デモの対応可能
- 修理、点検、消耗品の交換等、万全のアフターサービス
- インキュベーター庫内での使用可能 ※各装置の使用環境内に限る

大型往復・旋回振とう

### ●BC-760

### ワイドシェーカー

¥470,000



#### 仕様

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| ・動作        | 水平往復、水平回転                  |
| ・振盪回転数     | 7.2~112回往復/min (50Hz時)     |
| ・振幅巾       | 50mm                       |
| ・天板サイズ(内寸) | 488(W)×418(D)mm            |
| ・外寸        | 491(W)×421(D)×203(H)mm     |
| ・消費電力      | 45W                        |
| ・搭載重量      | 15kg                       |
| ・本体重量      | 20kg                       |
| ・使用環境      | 温度0~50℃/湿度0~85%<br>(結露なき事) |

### ●BC-700

### シーソーシェーカー

¥120,000



#### 仕様

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ・動作        | 上下振幅                         |
| ・上下振幅回数    | 3~33回往復/min                  |
| ・振幅巾       | 60、40、30mm(3段階切替)            |
| ・角度        | 約11°、7°、5°                   |
| ・天板サイズ(内寸) | 316(W)×216(D)mm              |
| ・外寸        | 319(W)×240(D)×140(H)mm       |
| ・消費電力      | 5W                           |
| ・搭載重量      | 3kg                          |
| ・本体重量      | 4kg                          |
| ・使用環境      | 温度-10~65℃/湿度0~95%<br>(結露なき事) |

シーソー振とう

### ●BCM-700S

### 卓上小型シーソーシェーカー

¥79,800



#### 仕様

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ・動作        | 上下振幅                         |
| ・上下振幅回数    | 3~48回往復/min                  |
| ・振盪角度      | 6°                           |
| ・天板サイズ(内寸) | 180(W)×130(D)mm              |
| ・外寸        | 180(W)×160(D)×100(H)mm       |
| ・消費電力      | 5W                           |
| ・本体重量      | 2.1kg                        |
| ・搭載重量      | 1kg                          |
| ・使用環境      | 温度-10~65℃<br>湿度0~95% (結露なき事) |

往復振とう

●BC-730

ラボシェーカー（レシプロ型）

¥120,000



仕様

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ・動作        | 水平往復                         |
| ・振盪往復数     | 12～120回往復/min                |
| ・振幅巾       | 40mm                         |
| ・天板サイズ(内寸) | 316(W)×216(D)mm              |
| ・外寸        | 319(W)×245(D)×130(H)mm       |
| ・消費電力      | 10W                          |
| ・搭載重量      | 3kg                          |
| ・本体重量      | 4.8kg                        |
| ・使用環境      | 温度-10～65℃/湿度0～95%<br>(結露なき事) |

●BCM-735

パーソナルシェーカー高速タイプ

●BCM-732

パーソナルシェーカー低速タイプ

¥52,000



仕様

|            | BCM-735                    | BCM-732    |
|------------|----------------------------|------------|
| ・動作        | 水平往復                       | 水平往復       |
| ・振盪往復数     | 30～80往復/min                | 4～30往復/min |
| ・振幅巾       | 40mm                       | 40mm       |
| ・天板サイズ(内寸) | 130(W)×100(D)mm            |            |
| ・外寸        | 130(W)×120(D)×70(H)mm      |            |
| ・消費電力      | 2W                         | 2W         |
| ・本体重量      | 0.9kg                      | 0.9kg      |
| ・搭載重量      | 300g                       | 300g       |
| ・使用環境      | 温度0～50℃<br>湿度0～90% (結露なき事) |            |

※別売 PA-737 電池パック(電池付き)のご使用で乾電池での動作可能

※別売 PA-738 昇圧ケーブルのご使用でモバイルバッテリーでの動作可能(モバイルバッテリーは付属していません)

旋回振とう

●BC-740

ラボシェーカー（ロータリー型）

¥120,000



仕様

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ・動作        | 水平回転                         |
| ・振盪往復数     | 12～120回往復/min                |
| ・振幅巾       | 40mm                         |
| ・天板サイズ(内寸) | 316(W)×216(D)mm              |
| ・外寸        | 319(W)×240(D)×130(H)mm       |
| ・消費電力      | 10W                          |
| ・搭載重量      | 3kg                          |
| ・本体重量      | 5kg                          |
| ・使用環境      | 温度-10～65℃/湿度0～95%<br>(結露なき事) |

●BC-750

エイトシェーカー

¥190,000



仕様

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| ・動作        | 水平8の字                       |
| ・振盪往復数     | 10～50回往復/min                |
| ・振幅巾       | 前後左右40mm                    |
| ・天板サイズ(内寸) | 316(W)×216(D)mm             |
| ・外寸        | 316(W)×240(D)×145(H)mm      |
| ・消費電力      | 7W                          |
| ・搭載重量      | 2kg                         |
| ・本体重量      | 5.2kg                       |
| ・使用環境      | 温度0～40℃/湿度20～90%<br>(結露なき事) |

8の字振とう

# ●BC-720

# ウェーブシェーカー

¥190,000



## 仕様

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ・動作        | 三次元駆動                        |
| ・振盪傾斜数     | 3~33回往復/min                  |
| ・傾斜角度      | 水平~10°(連続可変)                 |
| ・天板サイズ(内寸) | 280(W)×280(D)mm              |
| ・外寸        | 285(W)×285(D)×170(H)mm       |
| ・消費電力      | 5W                           |
| ・搭載重量      | 2kg (中央部搭載)                  |
| ・本体重量      | 5.4kg                        |
| ・使用環境      | 温度-10~65℃/湿度0~95%<br>(結露なき事) |

# ●BCM-720S

# ミニウェーブシェーカー

¥110,000



## 仕様

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ・動作        | 三次元駆動                        |
| ・振盪傾斜数     | 20~96回往復/min                 |
| ・傾斜角度      | 水平~12°                       |
| ・天板サイズ(内寸) | 230(W)×230(D)mm              |
| ・外寸        | 240(W)×240(D)×190(H)mm       |
| ・消費電力      | 5W                           |
| ・搭載重量      | 1.2kg                        |
| ・本体重量      | 3.3kg                        |
| ・使用環境      | 温度-10~65℃/湿度0~95%<br>(結露なき事) |

## シェーカー用フラスコホルダー



## 特長

- ベース板は硬質エンビ板のため軽量かつエタノール消毒可能
- 爪はステンレス製(バネ材)のためサビにくい
- 3本爪のためフラスコの装着が容易に可能


## 使用例

PA-761を1枚



PA-762(100mL)を3個  
PA-763(300mL)を1個  
PA-764(500mL)を1個

## ベース板



フラスコホルダー用ベース板  
◆PA-761 ¥16,000

### 取付可能数

- ・PA-762(100mL) 8個
- ・PA-763(300mL) 5個
- ・PA-764(500mL) 3個
- ・PA-765(1L) 1個

## フラスコホルダー



100mLフラスコホルダー  
◆PA-762 ¥3,000

500mLフラスコホルダー  
◆PA-764 ¥5,600

300mLフラスコホルダー  
◆PA-763 ¥4,800

1Lフラスコホルダー  
◆PA-765 ¥8,000

## 使用可能装置

- シーソーシェーカー (BC-700)
- ラボシェーカー レシプロ (BC-730)
- ラボシェーカー ロータリー (BC-740)


## チューブホルダー

◆PA-752 ￥12,000  
シェーカー用ホルダー  
15mL×8本用(並列使用時16本)



PA-752,PA-753使用例

◆PA-753 ￥10,000  
シェーカー用ホルダー  
50mL×5本用(並列使用時10本)





PA-752使用例(並列使用)

◆PA-754 ￥12,000  
シェーカー用ホルダー  
1.5mL×18本用



BC-700,BC-720,BC-730,BC-740  
BC-750,BCM-720Sに使用可能

オプション



## シェーカー天板オプション

◆PA-751 シェーカー用二段架台

￥24,000



本体1台で約2倍の  
天板サイズが使用可能

BC-700,BC-730,BC-740  
BC-750に使用可能

### 仕様

|        |                        |
|--------|------------------------|
| ・天板サイズ | 306(W)×205(D)mm        |
| ・外寸    | 316(W)×215(D)×180(H)mm |

# BC BIO CRAFT

## 株式会社 バイオクラフト

〒173-0004 東京都板橋区板橋2-14-9 フジビル3F

TEL: 03-3964-6561 FAX: 03-3964-6443

E-mail: info@bio-craft.co.jp

●この内容は2025年11月現在のものです。 ●表記の価格はすべて税抜きです。  
●価格、仕様はお断りなく変更する場合がございます。